

ÉMULSEUR DE LABORATOIRE À HAUT CISAILLEMENT TPSEM-400S

L'émulseur de laboratoire à haut cisaillement TPSEM-400S permet la dispersion, le mélange et l'émulsification. Il est largement utilisé dans les secteurs des adhésifs, peintures et revêtements, cosmétiques, produits alimentaires, médicaments, impression et teinture, encres, bitumes, etc.

Il est équipé d'un système de levage électrique et d'un moteur à fréquence variable. Le levage est pratique et le variateur intelligent assure un réglage continu de la vitesse. La technologie PID numérique garantit une grande précision de commande, tandis que l'afficheur numérique à 4 chiffres indique directement la vitesse de broche.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

	Émulseur de laboratoire à haut cisaillement	Four
Puissance	500 W	1 000 W
Vitesse	100-8 000 tr/min	/
Course de levage	270 mm	/
Alimentation électrique	220 V, 50 Hz	220 V, 50 Hz
Dimensions	500 x 420 x 840 mm	400 x 250 x 200 mm
Poids	25 kg	8 kg



SINCE 2006

ZHUOZHOU TIANPENG INSTRUMENT MANUFACTURING CO., LTD.
Website: www.testmould.com Tel: +86-312-3852880