

RODAMIENTO DE ASFALTO HORNO DE PELÍCULA DELGADA XH-85A

El horno de película delgada con laminado de asfalto XH-85A es adecuado para determinar Pérdida de masa de la mina de asfalto de la carretera rodando una película delgada después calentamiento y el cambio de penetración, viscosidad, ductilidad, ty y punto de rotura de los residuos de asfalto después de la fina La película se ha calentado, para estimar el rendimiento de envejecimiento. mance de asfalto. Está compuesto por un componente de control eléctrico, que funciona horno, motor de agitación del ventilador y mecanismo giratorio de placa giratoria. mismo. Se pueden colocar ocho botellas retráctiles en el turno. placa al mismo tiempo y la temperatura se ajusta automáticamente. controlado automáticamente por un controlador de temperatura digital.

PARÁMETROS TÉCNICOS

Temperatura de trabajo	163 °C
Precisión del control de temperatura	±0.5 °C
Velocidad de rotación de la placa giratoria	15 ± 0.2 rpm
Potencia de calefacción	2.0kw
Suministro de aire	4±0.2 l/min
voltaje	220V
Temperatura ambiente	5~40 °C
Humedad relativa	≤85%
Dimensiones	860×620×720 milímetros

CARACTERÍSTICAS

- La temperatura es controlada automáticamente por el controlador de temperatura digital y la medición es precisa, con función de error.
- Con capa de ventilación forzada. El aire se suministra a la fuente de calor en la parte inferior a través de un ventilador cerrado, haciendo que el La temperatura del tanque interior es más uniforme.
- Los elementos calefactores totalmente controlados garantizan una respuesta de alta velocidad con bajas pérdidas de conducción de calor y radiación.
- La cubeta interior está equipada con tubos de cobre precalentados. El aire es suministrado por la máquina de aire en la cámara a través de el medidor de flujo.
- El motor de velocidad variable garantiza la velocidad de la placa giratoria. La transmisión es ligera y el ruido es bajo.
- El interior de la cámara de trabajo está fabricado en acero inoxidable. La cáscara está pulverizada en polvo, hermosa y generosa.
- La temperatura se volverá a termostatar a 163 °C dentro de los 10 minutos posteriores a que se cargue la muestra y se cierre la puerta.
- Equipado con un dispositivo de sincronización, la energía se cortará automáticamente después del tiempo de envejecimiento para evitar un envejecimiento excesivo.

