

EMULSIONANTE DE ALTO CIZALLO DE LABORATORIO MÁQUINA TPSEM-400S

La máquina emulsionante de laboratorio de alto cizallamiento TPSEM-400S se puede utilizar para dispersar/mezclar. ing/emulsionante. Es ampliamente utilizado en industrias como adhesivos, pinturas y revestimientos, cosméticos, alimentos, medicinas, estampación y teñido, tintas, asfalto, etc. Adopta un sistema de elevación eléctrico y un motor de frecuencia variable, lo cual es conveniente para Levantamiento y puede lograr una regulación continua de la velocidad a través de una frecuencia variable inteligente controlador. Adopta tecnología PID digital con alta precisión de control y 4 dígitos El tubo digital muestra directamente la velocidad del husillo.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

	Máquina emulsionante de laboratorio de alto cizallamiento	horno
poder	500W	1000W
Velocidad	100-8000rpm	/
Golpe de elevación	270 mm	/
Fuente de alimentación	220V 50Hz	220V 50Hz
Dimensiones	500×420×840mm	400×250×200mm
Peso	25 kilos	8 kilos

