

Для эффективного приготовления таблеток.

Наиболее подходит для пробоподготовки при анализах XRF, XRD и AA.

После засыпки измельчённого порошка в кольцо через воронку держатель пробы перемещается в позицию прессования прессового инструмента. Оператор запускает цикл прессования выбором программы, в которой все параметры прессования широко регулируются. По завершении цикла таблетка передаётся в позицию выгрузки/засыпки образцов.

ОСОБЕННОСТИ

- Поддерживает прессование проб борной кислотой, стальным кольцом, алюминиевой чашкой и пластиковым кольцом.
- Электрическая часть управления — ПЛК Siemens, поэтому управление проще и удобнее, а работа стабильнее и надёжнее.
- Специальные программы медленного нагружения и медленного извлечения формы обеспечивают высокий процент годности проб и улучшают качество прессованных таблеток.
- Пресс-форма из нержавеющей стали продлевает срок службы оснастки.
- Гарантия один год на производственные дефекты.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	ZHY-401B	ZHY-601B
Максимальная нагрузка	400 кН	600 кН
Материал пробы	Различные минералы, шлаки, руды, цементы, сырье и др. материалы	
Прессовый инструмент	Чашки из борной кислоты и алюминия, стальное кольцо, пластиковое кольцо, ПЭНД	
Расстояние между стойками	220 мм	
Максимальный ход	100 мм	
Время выдержки под давлением	0~999 с	
Схема управления	ПЛК	
Номинальная мощность	1,3 кВт	
Электропитание	380 В AC $\pm 10\%$, 50 Гц, 3 фазы + заземление	
Масса	330 кг	400 кг
Габариты	600×500×1150 мм	660×530×1180 мм