

APPAREIL D'ESSAI DE RETRAIT SS-1

Permet de déterminer, après dessiccation de l'éprouvette, la teneur en eau au retrait, le retrait linéaire, le retrait volumique et le coefficient de retrait.

Rapport surface utile plaque poreuse / surface des trous	Inférieur à 2:1
Comparateur micrométrique	Ø 10 mm × 4 mm
Anneau de coupe	Ø 61,8 mm × 20 mm
Section de l'éprouvette	30 cm ² × 2 cm
Dimensions	110 × 105 × 125 mm
Masse	1 kg



DENSIMÈTRE POUR SOLS 22-T0062/A

NORME : BS 1377

Les densimètres pour sols servent à déterminer la distribution granulométrique des sols fins par analyse hydrométrique.

Tige longue, 0,995–1,030 g/ml.



APPAREIL D'ANALYSE GRANULOMÉTRIQUE PSA-5000

NORMES : ASTM D422, AASHTO T88, UNE 103.102

Permet de déterminer la distribution granulométrique des matériaux très fins, tels que limons et argiles. Les appareils nécessaires peuvent être commandés séparément ou regroupés en un ensemble complet.

CONFIGURATION

TP 5024 X/001-P 001	Bain thermostatique avec chauffage et pompe de circulation, 240 V, monophasé, 50/60 Hz	1 unité
TP 5024 X/001-P 002	Éprouvette pour densimètre, 1 000 ml	6 unités
TP 5024 X/001-P 003	Bouchon en caoutchouc pour éprouvette de densimètre	6 unités
TP 7010 G/001	Densimètre pour sols à tige longue 151H, 0,995–1,038 g/ml	1 unité
TP 7034 X/018	Thermomètre en verre, 0 à 50 °C × 0,5 °C	1 unité
TP 7002 G/004	Bécher en verre avec bec verseur, 250 ml	1 unité
TP 7029 CM/003	Hexamétaphosphate de sodium, 1 000 g/flacon	1 flacon
TP 5024 X/001-P 009	Agitateur grande vitesse 10 000 tr/min avec godet et déflecteur, 240 V, monophasé, 50/60 Hz	1 unité
ACCESSOIRES ET PIÈCES	DE RECHANGE : (à commander séparément)	
TP 7029 CM/002	Carbonate de sodium (1 000 g)	

