

VISCOSIDAD CINEMÁTICA PROBADOR TPD-800

ESTÁNDAR: ASTM D445, IP7

Este instrumento es adecuado para medir la viscosidad cinemática de productos derivados del petróleo líquidos (refiriéndose a líquidos newtonianos). Su unidad es mm²/s. Mide un cierto volumen de líquido que fluye a través de un vidrio calibrado bajo gravedad a temperatura constante. el tiempo de la viscosímetro capilar, el producto de la constante capilar de es la viscosidad cinemática del líquido medida a esa temperatura. viscosidad mática a esta temperatura y la densidad del la viscosidad dinámica a esa temperatura.

el viscosímetro y el tiempo de flujo, temperatura. El producto del cine-líquido a la misma temperatura es



CARACTERÍSTICAS

- Equipado con una pantalla táctil a color para una experiencia intuitiva y experiencia operativa fácil de usar;
- Cálculo automático, impresión automática, almacenamiento automático de resultados de viscosidad;
- El calentador, la agitación y otras piezas están hechas de acero inoxidable, y la carcasa se rocía con un tratamiento plástico, que es corrosivo. resistente a la presión y duradero;
- El número de experimentos se puede ajustar de 1 a 4, y Los registros históricos de experimentos se pueden guardar para facilitar su consulta.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Número de orificios del baño líquido	4 agujeros
Relación de resolución	0.01 °C
Rango de control de temperatura	temperatura ambiente ~ 100 °C
Potencia de entrada	CA 220 V ± 10 V 50 Hz.
Potencia de calefacción	menos de 1500W
Temperatura ambiente	0 °C ~ 40 °C
Humedad relativa	<80%



SINCE 2006

ZHUOZHOU TIANPENG INSTRUMENT MANUFACTURING CO., LTD.
Website: www.testmould.com Tel: +86-312-3852880