


VISCOSIDAD DEL SAYBOLT APARATO SYD-0623

El instrumento comprende principalmente el baño, el instrumento de control de temperatura del baño, componentes de temporizador y temporizador. La bañera es de acero inoxidable, equipada Con tubo calefactor, una mesa de control de temperatura controla automáticamente, para Asegúrese de que el baño en el aceite de transferencia de calor y otros medios a 240 °C.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Fuente de alimentación	CA 220 V $\pm$ 10 %, 50 Hz
Tipo de instrumento	Escritorio
trabajo	Detección dual, prueba paralela
Especificaciones de la botella de aceptación de muestras	60 $\pm$ 0.05ml
Potencia de calentamiento del baño	1000W
Temperatura de funcionamiento del baño	Temperatura ambiente ~ 240.0 °C
Precisión del control de la temperatura del baño	$\pm$ 0.1 °C
Rango de tiempo de prueba	0.0s ~ 1999.9s
Precisión del tiempo de prueba	$\pm$ 0.1s
Temperatura ambiente	$\leq$ 35 °C
Humedad relativa	$\leq$ 85%
Dimensiones	400x400x800mm



SINCE 2006

ZHUOZHOU TIANPENG INSTRUMENT MANUFACTURING CO., LTD.
Website: www.testmould.com Tel: +86-312-3852880