

VISSCOMETRO DINÁMICO SYD-0620A



Este instrumento es adecuado para determinar la viscosidad dinámica del petróleo, asfalto de leum por descompresión al vacío Método del viscosímetro capilar de sión. A menos que se especifique lo contrario, la prueba la temperatura es de 60° C y el vacío el grado es 300 mmHg. el vacío grados y temperatura de prueba del el instrumento se puede configurar de forma independiente, y también es adecuado para otros pruebas no estándar. El instrumento también es adecuado para determinación capilar al vacío de otras sustancias con una temperatura de prueba edad de 60 ° C, un vacío de 300 mmHg (-40Kpa), y una viscosidad de 0.0036 ~ 20000pas.s.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Rango de temperatura	Ambiten-100 °C
Precisión de temperatura	± 0.01 °C
Rango de presión	40Kpa
Rango de tiempo	0-999.9S
Precisión de sincronización	0.1S
voltaje	220V
poder	1000W
Dimensiones	600X500X600mm
Peso	50 kilos



SINCE 2006

ZHUOZHOU TIANPENG INSTRUMENT MANUFACTURING CO., LTD.
Website: www.testmould.com Tel:+86-312-3852880