

EQUIPO PARA ENSAYO DE CONTRACCIÓN SS-1

Se utiliza para determinar el contenido de humedad tras la contracción de la muestra, la contracción lineal y volumétrica, así como el coeficiente de contracción.

Relación entre el área útil de la placa porosa y el área de los orificios	Menor que 2:1
Micrómetro	Diám. 10 mm × 4 mm
Anillo cortante	Diám. 61,8 mm × 20 mm
Área de la muestra	30 cm ² × 2 cm
Dimensiones	110 × 105 × 125 mm
Peso	1 kg



HIDRÓMETRO PARA SUELOS 22-T0062/A

ESTÁNDAR: BS 1377

Los hidrómetros se utilizan para determinar la distribución granulométrica de suelos finos mediante el análisis por hidrómetro. Vástago largo. 0,995-1,030 g/ml.



EQUIPO DE ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO PSA-5000

ESTÁNDAR: ASTM D422, AASHTO T88, UNE 103.102

Para determinar la distribución granulométrica de materiales muy finos, como limo y arcilla. Los equipos necesarios pueden seleccionarse individualmente o agruparse en un conjunto completo.

CONFIGURACIÓN

TP 5024 X/001-P 001	Baño de agua a temperatura constante con calentador y bomba de circulación, 240 V, monofásico, 50/60 Hz	1 ud.
TP 5024 X/001-P 002	Probeta para hidrómetro de 1000 ml	6 uds.
TP 5024 X/001-P 003	Tapón de caucho para probeta de hidrómetro	6 uds.
TP 7010 G/001	Hidrómetro de suelo de vástago largo 151H, 0,995-1,038 g/ml	1 ud.
TP 7034 X/018	Termómetro de vidrio de 0 a 50 °C × 0,5 °C	1 ud.
TP 7002 G/004	Vaso de precipitados de vidrio con pico, 250 ml	1 ud.
TP 7029 CM/003	Hexametáfosfato de sodio, 1000 g/frasco	1 frasco
TP 5024 X/001-P 009	Agitador de alta velocidad, 10000 rpm, con vaso y deflector, 240 V, monofásico, 50/60 Hz	1 ud.
ACCESORIOS Y REPUESTOS:		
	(se solicitan por separado)	
TP 7029 CM/002	Carbonato de sodio (1000 g)	

